

Sensores Newborn

Incluye pulsioximetría con medición en condiciones de movimiento y baja perfusión
Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™




Los sensores Newborn configuran automáticamente los dispositivos Masimo SET® y rainbow SET™ en los valores máximos de tiempo de promediación y sensibilidad

Opciones de sensores Newborn



- > El diseño VelAid™ SofTouch permite colocar y volver a posicionar el sensor fácil y rápidamente en la piel del recién nacido
- > La banda de colocación de tipo gancho y lazo ayuda a mantener fijo el sensor, incluso cuando el sitio está húmedo



SENSORES RD SET™

SENSORES LNCS®

SENSORES M-LNCS™

Especificaciones

PRECISIÓN (A _{RM5}) ¹	RANGO DE PESO
Rango de precisión de la saturación de oxígeno (%SpO ₂)	RD SET Newborn (neonatos) <3 kg, colocación en la mano o el pie
Sin movimiento, pacientes pediátricos/lactantes 2 %	RD SET Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 3-10 kg, colocación en el pulgar o el dedo gordo del pie
Sin movimiento, neonatos 3 %	10-30 kg, colocación en un dedo de la mano o del pie
Con movimiento, pacientes pediátricos/lactantes/neonatos 3 %	LNCS Newborn (neonatos) <3 kg, colocación en la mano o el pie
Baja perfusión, pacientes pediátricos/lactantes 2 %	LNCS Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 3-10 kg, colocación en el pulgar o el dedo gordo del pie
Baja perfusión, neonatos 3 %	10-30 kg, colocación en un dedo de la mano o del pie
Rango de precisión de la frecuencia cardíaca (bpm)	M-LNCS Newborn (neonatos) <3 kg, colocación en la mano o el pie
Sin movimiento, pacientes pediátricos/lactantes/neonatos 3 bpm	M-LNCS Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 3-10 kg, colocación en el pulgar o el dedo gordo del pie
Con movimiento, pacientes pediátricos/lactantes/neonatos 5 bpm	10-30 kg, colocación en un dedo de la mano o del pie
Perfusión baja, pacientes pediátricos/lactantes/neonatos 3 bpm	
INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:
Uso en un solo paciente / No estéril / Se envasan 20 por caja / No contiene látex de caucho natural	RD SET Newborn (neonatos) 4013
	RD SET Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 4012
	LNCS Newborn (neonatos) 2412
	LNCS Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 2413
	M-LNCS Newborn (neonatos) 2519
	M-LNCS Newborn (lactantes/pacientes pediátricos) 2520

¹ La precisión calculada por el método de raíz media cuadrada (A_{RM5}) es un cálculo estadístico de la diferencia que existe entre las mediciones realizadas con el dispositivo y las mediciones de referencia. Aproximadamente dos terceras partes de las mediciones realizadas con el dispositivo cayeron dentro de ± el valor de la A_{RM5} de las mediciones de referencia en un estudio controlado.

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

